


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Llph Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brt6

Numéro d'article: CM0023814



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-LLPH validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain et le rat. Convient pour les études de croissance dendritique et des épines, ainsi que de la transmission synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LLPH Lapin pAb
Remarques/Alias	hLLP; C12orf31; LLPH
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	84298
ID de Gène	84298
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-129 de LLPH humain (NP_115714.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9BRT6
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace