


Anticorps Monoclonal Lman1 De Lapin Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49257

Numéro d'article: CM0011186



Introduction

Anticorps monoclonal LMAN1 de lapin validé pour WB, IHC-P et ELISA ; détecte l'ERGIC-53 humain, de souris et de rat, un récepteur de cargaison pour le transport du réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb LMAN1 de lapin
Remarques/Alias	MR60, gp58, F5F8D, FMFD1, MCFD1, ERGIC53, ERGIC-53, LMAN1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3998
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de LMAN1 humain (P49257).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49257
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sachet de glace