


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lman1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49257

Numéro d'article: CM0016531



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LMAN1 humain (ERGIC-53, MR60) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris, le rat. Soutient la recherche sur les lectines intracellulaires et le transport des cargaisons entre le RE et l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | LMAN1 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | MR60; gp58; F5F8D; FMFD1; MCFD1; ERGIC53; ERGIC-53; LMAN1                                                                    |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 3998                                                                                                                         |
| GeneID             | 3998                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-480 de LMAN1 humain (NP_005561.1) |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS              | P49257                                                                                                                       |
| Poids moléculaire  | 54kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |