

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lman2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12907

Numéro d'article: CM0016507

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LMAN2 humain (VIP36), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. LMAN2 est une lectine intracellulaire impliquée dans le trafic des glycoprotéines dans la voie sécrétoire précoce. Idéal pour la recherche en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LMAN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	GP36B; VIP36; C5orf8; LMAN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10960
GeneID	10960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-320 de LMAN2 humain (NP_006807.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q12907
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace