

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lman2L Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0V9

Numéro d'article: CM0019716

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LMAN2L humain (VIPL), adapté pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude du trafic des glycoprotéines du réticulum endoplasmique vers l'appareil de Golgi et la régulation de l'ERGIC-53.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LMAN2L Lapin pAb
Remarques/Alias	VIPL; MRD69; MRT52; LMAN2L
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	81562
ID de Gène	81562
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 189-348 du LMAN2L humain (NP_110432.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0V9
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace