

Anticorps Polyclonal Anti-Lmbrd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nun5

Numéro d'article: CM0013409

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LMBRD1 humain, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le LMBRD1 humain et murin, utile pour l'étude du transport de la cobalamine et du trafic du récepteur à l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LMBRD1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NESI ; LMBD1 ; MAHCF ; C6orf209 ; LMBRD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55788
GeneID	55788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-300 du LMBRD1 humain (NP_060838.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NUN5
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace