

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lmo2 Pour Wb, Elisa - P25791

Numéro d'article: CM0022407



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le LMO2 humain (Rhombotin-2). Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Pour la recherche sur le développement érythroïde et la leucémie. 18 kDa. UniProt P25791.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LMO2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TTG2; LMO-2; RBTN2; RHOM2; RBTN1; LMO2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4005
GeneID	4005
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-158 du LMO2 humain (NP_001135788.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25791
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace