


Anticorps Monoclonal Anti-Lmo4 De Lapin Pour Wb Et Elisa - P61968

Numéro d'article: CM0007859



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine LMO4 humaine (facteur de transcription à domaine LIM LMO4), adapté pour Western blot (WB) et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle et du développement des motoneurones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-LMO4 de lapin
Remarques / Alias	LMO4
Espèce	Humain
ID du gène	8543
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 66 et 165 de la LMO4 humaine (P61968)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61968
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace