


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lmo4 Pour If/Cci Et Elisa - P61968

Numéro d'article: CM0027672



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LMO4 validé pour IF/CCI et ELISA. Réagit avec LMO4 humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la régulation transcriptionnelle, l'identité des motoneurones et les oncoprotéines. SWISS : P61968.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LMO4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LMO4
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	8543
Identifiant génique	8543
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 165 de la LMO4 humaine (NP_006760.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61968
Poids protéique	18 kDa
Expédition	Sac isotherme