


Anticorps Polyclonal Anti-Lmod1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P29536

Numéro d'article: CM0030751



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LMOD1 humaine, validé en WB, IHC-P, ELISA. Cible la léiomodine-1, un facteur de nucléation de l'actine essentiel à la contractilité des muscles lisses. Adapté à la recherche en biologie musculaire et en auto-immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	LMOD1 Anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	1D; D1; 64kD; MMIHS3; SMLMOD; SM-LMOD; LMOD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25802
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-187 de la LMOD1 humaine (NP_036266.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29536
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace