

Anticorps Polyclonal Anti-Lmx1B Pour Wb, Elisa - O60663

Numéro d'article: CM0016937

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine LMX1B humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude de la régulation de la transcription des podocytes et du développement des membres.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LMX1B pAb de lapin
Remarques / Alias	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4010
GeneID	4010
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la LMX1B humaine (NP_001167618.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60663
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace