

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lmx1B Pour Wb, Elisa - O60663

Numéro d'article: CM0027315

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin recombinant ciblant le facteur de transcription humain LMX1B. Validé pour WB et ELISA, réactivité croisée avec le rat. Adapté à la recherche sur la biologie des podocytes et le développement des membres.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LMX1B Rabbit pAb
Remarques / Alias	NPS1; FSGS10; LMX1.2; LMX1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4010
GeneID	4010
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 136-395 de la protéine LMX1B humaine (NP_002307.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	O60663
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace