

Anticorps Polyclonal Anti-Lnpep Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uiq6

Numéro d'article: CM0016803



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LNPEP humaine (leucyl-cystinyl aminopeptidase), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la dégradation des hormones peptidiques et l'homéostasie de la grossesse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LNPEP Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAP ; IRAP ; PLAP ; P-LAP ; LNPEP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4012
GeneID	4012
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de la LNPEP humaine (NP_005566.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UIQ6
Poids protéique	117 kDa
Expédition	Sac de glace