

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lnx1 Pour Wb, Elisa - Q8Tbb1

Numéro d'article: CM0027058



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LNX1 adapté pour Western blot (WB) et ELISA ; reconnaît la LNX1 humaine, souris et rat, une E3 ubiquitine-protéine ligase qui médie la dégradation de NUMB et l'échafaudage endocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LNX1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LNX; MPDZ; PDZRN2; LNX1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84708
GeneID	84708
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 501-594 de la LNX1 humaine (NP_001119800.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TBB1
Poids de la protéine	81kDa
Expédition	Sac de glace