

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lonp2 Pour Wb, Elisa - Q86Wa8

Numéro d'article: CM0022885

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LONP2 humaine, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible la protéase Lon peroxisomale, utile pour l'étude de la dégradation des protéines peroxisomales et de la régulation métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LONP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LONP, PLON, LONPL, PSLON, LONP2
Espèce	Humaine
ID du gène	83752
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de la LONP2 humaine (NP_113678.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q86WA8
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sac de glace