

Anticorps Polyclonaux Anti-Loricrine Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P23490

Numéro d'article: CM0023232

Introduction

Anticorps polyclonaux de lapin anti-Loricrine validés pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine majeure de l'enveloppe des kératinocytes. Idéal pour les études de dermatologie et de kératinisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LORICRIN Lapin pAb
Remarques/Alias	LOR; LORICRIN
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4014
ID de Gène	4014
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la LORICRINE humaine (NP_000418.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23490
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace