

Anticorps Polyclonal Anti-Lox Pour Wb - P28300

Numéro d'article: CM0029275

Introduction

Découvrez cet anticorps polyclonal de lapin anti-LOX (P28300), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la LOX humaine, murine, de rat ; immunogène protéine recombinante ; 47kDa. Idéal pour étudier la réticulation du collagène/élastine et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LOX Rabbit pAb
Remarques/Alias	AAT10; LOX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4015
GeneID	4015
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-400 de la LOX humaine (NP_002308.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28300
Poids moléculaire protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace