

Anticorps Polyclonal Anti-Loxl1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q08397

Numéro d'article: CM0014866

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LOXL1 humain, validé pour WB, IF-P et ELISA. Reconnaît LOXL1 humain et murin, une lysyl oxydase cruciale pour la réticulation du collagène et de l'élastine dans la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détail
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-LOXL1
Remarques/Alias	LOL, LOXL, LOXL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4016
GeneID	4016
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 95-370 de LOXL1 humain (NP_005567.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q08397
Poids moléculaire protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace