

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Loxl1 Pour Wb, Elisa - Q08397

Numéro d'article: CM0004547

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la LOXL1 humaine, adapté aux applications WB et ELISA. Réactivité croisée validée sur échantillons humains. Masse protéique : 63kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LOXL1 Rabbit mAb
Remarques / alias	LOL; LOXL; LOXL1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	4016
GeneID	4016
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 95 à 370 de la LOXL1 humaine. (NP_005567.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q08397
Masse protéique	63kDa
Expédition	Sac isothermique