

Anticorps Monoclonal Anti-Loxl2 Pour Wb, Elisa - Q9Y4K0

Numéro d'article: CM0004929



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la LOXL2 humaine pour les applications WB et ELISA. Cible la lysyl oxydase homologue 2, impliquée dans le remodelage de la chromatine, la TEM et la réticulation de la matrice extracellulaire. Réactivité croisée avec l'espèce humaine. ~87 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LOXL2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4017
Identifiant du gène	4017
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 675 et 774 de la LOXL2 humaine (Q9Y4K0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y4K0
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace