

Anticorps Polyclonal Anti-Loxl2 Pour Wb, Elisa - Q9Y4K0

Numéro d'article: CM0016999



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LOXL2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'homologue 2 de la lysyl oxydase dans la TEM, la régulation de la chromatine et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LOXL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	LOR; LOR2; WS9-14; LOXL2
Espèce	Humain
ID de Gène	4017
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-290 du LOXL2 humain (NP_002309.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4K0
Poids Protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace