

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lpar2 (Edg4, Lpa2) Pour Wb, Elisa - Q9Hbw0

Numéro d'article: CM0018581



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le LPAR2 humain (EDG4, LPA2) pour WB et ELISA. La cible est un récepteur de l'acide lysophosphatidique impliqué dans la signalisation couplée aux protéines G et diverses activités cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LPAR2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EDG4; LPA2; EDG-4; LPA-2; LPAR2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9170
GeneID	9170
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 du LPAR2 humain (NP_004711.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HBW0
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace