

Anticorps Polyclonal Anti-Lpar4 Pour Wb, Elisa - Q99677

Numéro d'article: CM0021292

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le récepteur humain LPAR4/LPA4 (Q99677). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR et de l'acide lysophosphatidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LPAR4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LPA4; P2Y9; GPR23; P2RY9; P2Y5-LIKE; LPAR4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2846
GeneID	2846
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 311-370 de la LPAR4 humaine (Q99677).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99677
Poids de la protéine	42kDa
Expédition	Sac de glace