

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lpcat1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nf37

Numéro d'article: CM0030249

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LPCAT1 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des phospholipides et la biosynthèse du facteur d'activation plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LPCAT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AYTL2; lpcat; AGPAT9; LPLAT8; PFAAP3; AGPAT10; LPCAT-1; lysoPAFAT; LPCAT1
Espèce	Humain
GeneID	79888
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 325-534 de LPCAT1 humain (NP_079106.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NF37
Poids moléculaire de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace