

Anticorps Polyclonal Anti-Lpcat4 Pour Wb Et Elisa - Q643R3

Numéro d'article: CM0018277

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le LPCAT4 humain, réactif avec les protéines humaines et murines. Idéal pour les applications de WB et d'ELISA. Le LPCAT4 est une acyltransférase de lysophospholipides impliquée dans le métabolisme des phospholipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LPCAT4 Rabbit pAb
Remarques/Synonymes	AYTL3 ; AGPAT7 ; LPEAT2 ; LPLAT10 ; LPAAT-eta ; LPCAT4
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	254531
GeneID	254531
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 345-524 du LPCAT4 humain (NP_705841.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q643R3
Poids moléculaire	57 kDa
Expédition	Sac de glace