

## Anticorps Monoclonal Anti-Lpp Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q93052

Numéro d'article: CM0002072

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LPP pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît le partenaire préféré des lipomes humain et souris, une protéine d'échafaudage dans l'adhésion cellulaire et la signalisation.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | LPP Lapin mAb                                                                                                       |
| Remarques/Alias     | LPP; partenaire préféré des lipomes                                                                                 |
| Espèce              | Humain                                                                                                              |
| ID de Gène (Humain) | 4026                                                                                                                |
| ID de Gène          | 4026                                                                                                                |
| Immunogène          | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la LPP humaine (Q93052). |
| Source              | Lapin                                                                                                               |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                               |
| Application         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                            |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris                                                                                                      |
| SWISS               | Q93052                                                                                                              |
| Poids Protéique     | 66kDa                                                                                                               |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                        |