

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrat Pour Wb, If/Icc, Elisa - 095237

Numéro d'article: CM0012900

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LRAT validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît le LRAT humain, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme des rétinoïdes et la vision. CamelBio propose cet anticorps dans le cadre de sa plateforme complète de matières premières pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRAT Rabbit pAb
Remarques / Alias	LCA14; LRAT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9227
GeneID	9227
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-194 de la LRAT humaine (NP_004735.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095237
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace