


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrg1 Pour Wb, If-P, Elisa - P02750

Numéro d'article: CM0025741



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LRG1 validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Détecte l'alpha-2-glycoprotéine riche en leucine dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études de protéines plasmatiques et à la découverte de biomarqueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRG1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	LRG; HMFT1766; LRG1
Espèce	Humain
Identifiant génique (Humain)	116844
Identifiant génique	116844
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-347 de la LRG1 humaine (NP_443204.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02750
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace