


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrig1 Pour Wb Et Elisa - Q96Ja1

Numéro d'article: CM0018091



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre LRIG1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le LRIG1 endogène dans des échantillons humains et de souris. Régulateur négatif des récepteurs à activité tyrosine kinase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRIG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LIG1; LIG-1; LRIG1
Espèce	Humain
ID de gène	26018
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 816-1093 du LRIG1 humain (NP_056356.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96JA1
Poids moléculaire	119kDa
Expédition	Sac de glace