

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Lrp1 Pour Wb, Elisa - Q07954

Numéro d'article: CM0003893



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le LRP1 humain (505 kDa), validé pour WB et ELISA. Détecte le LRP1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipides, l'endocytose et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LRP1 mAc Lapin
Remarques/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Espèce	Humain
GeneID	4035
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 4400-4500 du LRP1 humain (Q07954).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07954
Poids Protéique	505kDa
Expédition	Sac de glace