

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrp1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q07954

Numéro d'article: CM0013986



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-LRP1 de CamelBio validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte le LRP1 humain, souris et rat, un récepteur d'endocytose de 505 kDa impliqué dans l'homéostasie des lipides, la clairance du tau et la signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBR5; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4035
GeneID	4035
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 4401-4500 de LRP1 (NP_002323.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07954
Poids de la protéine	505kDa
Expédition	Sac de glace