


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrp2 (Mégaline) Pour Wb, Ihc-P, If-P - P98164

Numéro d'article: CM0028612



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LRP2 humaine (mégaline/gp330). Validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'endocytose et les études rénales/neurales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin Anti-LRP2
Remarques/Alias	DBS ; GP330 ; LRP-2 ; LRP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4036
GeneID	4036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 4446-4655 de la LRP2 humaine (NP_004516.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98164
Poids Moléculaire Protéique	522 kDa
Expédition	Sac de glace