


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrp4 Pour If-P, Elisa - 075096

Numéro d'article: CM0019802



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin LRP4 validé pour l'IF-P et l'ELISA sur échantillons humains. Cible LRP4, un récepteur impliqué dans la formation osseuse et la jonction neuromusculaire. UniProt : 075096.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRP4 Lapin pAb
Remarques/Alias	CLSS; CMS17; LRP-4; LRP10; MEGF7; SOST2; LRP4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4038
ID de gène	4038
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1621-1720 du LRP4 humain (NP_002325.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075096
Poids moléculaire	212kDa
Expédition	Sac de glace