

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lrp5 Pour Wb, Elisa - 075197

Numéro d'article: CM0003545

Introduction

mAc Lapin LRP5 (O75197) pour WB et ELISA.
Validé sur humain et souris, cible le corécepteur Wnt LRP5 impliqué dans le développement osseux et la carcinogenèse. Idéal pour les applications de diagnostic et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin LRP5
Remarques/Alias	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4041
ID de Gène	4041
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1400-1500 du LRP5 humain (NP_002326.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O75197
Poids Protéique	179kDa
Expédition	Sac de glace