

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrp5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075197

Numéro d'article: CM0012941

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la LRP5 humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Corécepteur dans la signalisation Wnt, le développement osseux et la vascularisation rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRP5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HBM; LR3; OPS; EVR1; EVR4; LRP7; OPPG; BMND1; LRP-5; LRP-7; OPTA1; PCLD4; VBCH2; LRP5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4041
GeneID	4041
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	075197
Poids de la protéine	179 kDa
Expédition	Sac de glace