

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrpap1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30533

Numéro d'article: CM0017290



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LRPAP1 humain (RAP, alpha-2-MRAP). Adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Fonctionne comme chaperon moléculaire pour les protéines apparentées au récepteur des LDL.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | LRPAP1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias             | RAP ; MRAP ; A2RAP ; HBP44 ; MYP23 ; A2MRAP ; alpha-2-MRAP ; LRPAP1                                                           |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (humain)             | 4043                                                                                                                          |
| GeneID                      | 4043                                                                                                                          |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-357 du LRPAP1 humain (NP_002328.1). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                         |
| Application                 | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                       | P30533                                                                                                                        |
| Poids Moléculaire Protéique | 41 kDa                                                                                                                        |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                  |