


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrprrc (Wb/Ihc-P/If-Icc/Elisa) - P42704

Numéro d'article: CM0026474



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre LRPPRC, destiné au WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme de l'ARN mitochondrial et la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LRPPRC Lapin pAb
Remarques/Alias	LSFC ; GP130 ; LRP130 ; MC4DN5 ; CLONE-23970 ; LRPPRC
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	10128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1041-1394 du LRPPRC humain (NP_573566.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42704
Poids Moléculaire de la Protéine	158 kDa
Expédition	Sac de glace