

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrrc14 Pour Wb, Elisa - Q15048

Numéro d'article: CM0022522

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LRRC14 conçu pour les applications WB et ELISA. LRRC14 régule négativement la signalisation de NF-kappa-B médiée par les récepteurs de type Toll. Réagit avec la LRRC14 humaine. Convient pour la recherche sur l'immunité innée. UniProt Q15048.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRRC14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LRRC14A ; LRRC14
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la LRRC14 humaine (NP_055480.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q15048
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace