


Anticorps Polyclonal Anti-Lrrc4 Pour Wb, Elisa - Q9Hbw1

Numéro d'article: CM0013487



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre LRRC4 humain (NGL-2), validé pour WB et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et les études sur les gliomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRRC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	NAG14; NGL-2; LRRC4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	64101
ID de gène	64101
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 544-653 de LRRC4 humain (NP_071426.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HBW1
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace