

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrrc61 Pour Wb Et Elisa - Q9Bv99

Numéro d'article: CM0017623

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LRRC61 obtenu par immunisation avec la protéine LRRC61 humaine recombinante de longueur complète. Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour l'étude des protéines contenant des répétitions riches en leucine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	LRRC61 pAb de lapin
Remarques / Alias	HSPC295; LRRC61
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	65999
GeneID	65999
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 259 de la protéine LRRC61 humaine (NP_076431.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Bv99
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace