


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrrc7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Nw7

Numéro d'article: CM0016078



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le LRRC7 humain (Densin-180), adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Validé pour sa réactivité avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les applications de recherche postsynaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRRC7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	DENSIN; LRRC7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57554
GeneID	57554
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 730-890 du LRRC7 humain (NP_065845.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96NW7
Poids moléculaire de la protéine	173kDa
Expédition	Sac de glace