

Anticorps Polyclonal Anti-Lrrfip1 Pour Wb, Elisa - Q32Mz4

Numéro d'article: CM0019327



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin LRRFIP1 validé pour WB et ELISA, réagissant avec l'humain, la souris et le rat. Un outil précieux pour l'étude de la répression transcriptionnelle, la prolifération du muscle lisse et les voies de signalisation TLR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LRRFIP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GCF2; TRIP; FLAP1; GCF-2; FLAP-1; HUF1-1; FLIAP1; LRRFIP1
Espèce	Humain
GeneID	9208
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 589-809 de LRRFIP1 humain (NP_001131024.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q32MZ4
Poids Protéique	89kDa
Expédition	Sac de glace