

Anticorps Polyclonal Anti-Lrrfip2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y608

Numéro d'article: CM0019087

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LRRFIP2 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et la signalisation TLR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRRFIP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HUFI-2 ; LRRFIP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9209
GeneID	9209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-340 de LRRFIP2 humain (NP_060194.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y608
Poids protéique	82 kDa
Expédition	Sac de glace