


Anticorps Polyclonal Anti-Lrrk1 Pour Wb, Elisa - Q38Sd2

Numéro d'article: CM0024055



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la LRRK1 humaine pour WB et ELISA. La LRRK1 phosphoryle RAB7A, régulant le trafic intracellulaire et la maturation des ostéoclastes, ce qui est pertinent pour la recherche sur le métabolisme osseux. Validé sur des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRRK1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OSMD; RIPK6; Roco1; LRRK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79705
GeneID	79705
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-90 de la LRRK1 humaine (NP_078928.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q38SD2
Poids de la protéine	225 kDa
Expédition	Sac de glace