

## Anticorps Polyclonal Anti-Lrrk2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q5S007

Numéro d'article: CM0013080



### Introduction

Cet anticorps polyclonal anti-LRRK2 (n° de cat. A0859) est produit chez le lapin contre une protéine recombinante contenant les acides aminés 750-910 de la LRRK2 humaine. Validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA, il reconnaît la LRRK2 humaine, murine et de rat (~286 kDa). Convient aux recherches sur l'autophagie, la neurodégénérescence et la maladie de Parkinson.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | LRRK2 Rabbit pAb                                                                                                                                         |
| Remarques/Alias    | PARK8 ; RIPK7 ; ROCO2 ; AURA17 ; DARDARIN ; LRRK2                                                                                                        |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                                                  |
| ID du gène         | 120892                                                                                                                                                   |
| Immunogène         | Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750-910 de la LRRK2 humaine (NP_940980.3) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                    |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                         |
| Réactivité croisée | Humaine, souris, rat                                                                                                                                     |
| SWISS              | Q5S007                                                                                                                                                   |
| Poids moléculaire  | 286 kDa                                                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                             |