

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lrrk2 Pour Wb, Elisa - Q5S007

Numéro d'article: CM0006895



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-LRRK2 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Cible le LRRK2 humain (PARK8, Dardarine), une kinase clé dans la maladie de Parkinson, l'autophagie et la fonction neuronale. Idéal pour le DIV et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LRRK2 mAb Lapin
Remarques/Alias	PARK8; RPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	120892
GeneID	120892
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-340 du LRRK2 humain (NP_940980.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q5S007
Poids Protéique	286kDa
Expédition	Sac de glace