

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrrk2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5S007

Numéro d'article: CM0022675



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LRRK2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat ; cible la leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 (LRRK2), un régulateur clé de la plasticité neuronale et de l'autophagie. Idéal pour la recherche sur la maladie de Parkinson.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRRK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	120892
GeneID	120892
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 750-910 du LRRK2 humain (NP_940980.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5S007
Poids de la protéine	286kDa
Expédition	Sachet de glace