

Anticorps Polyclonal Anti-Lrsam1 Pour Wb Et Elisa - Q6Uwe0

Numéro d'article: CM0025361

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin LRSAM1, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte LRSAM1 (ligase E3 d'ubiquitine impliquée dans l'autophagie et la neurodégénérescence) dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	LRSAM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TAL ; CMT2P ; RIFLE ; LRSAM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	90678
GeneID	90678
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6UWE0
Poids protéique	84 kDa
Expédition	Sac de glace