

Anticorps Polyclonal Anti-Lrwd1 Pour Wb, Elisa - Q9Ufc0

Numéro d'article: CM0020521

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-LRWD1 validé pour WB et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Cible la protéine 1 contenant des répétitions riches en leucine et des répétitions WD (CENP-33/ORCA), impliquée dans la réplication de l'ADN et l'organisation de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lrwd1 pAb Lapin
Remarques/Alias	ORCA; CENP-33; Lrwd1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	222229
ID de gène	222229
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 de la Lrwd1 humaine (NP_690852.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UFC0
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace