

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Lsd2/Kdm1B/Aof1 Pour Wb, Elisa - Q8Nb78

Numéro d'article: CM0003641



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le LSD2/KDM1B/AOF1 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris et du rat. Idéal pour la recherche en épigénétique étudiant la déméthylation des histones et la régulation des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	LSD2/KDM1B/AOF1 mAb Lapin
Remarques/Alias	AOF1; LSD2; C6orf193; LSD2/KDM1B/AOF1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	221656
ID de Gène	221656
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du LSD2/KDM1B/AOF1 humain (NP_694587.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NB78
Poids Protéique	92 kDa
Expédition	Sac de glace